



Edwards

AORTIC PERFUSION CANNULA Instructions for Use

Directory

English (EN)	1
Français (FR) French	1
Deutsch (DE) German	2
Español (ES) Spanish	2
Italiano (IT) Italian	3
Nederlands (NL) Dutch	3
Dansk (DA) Danish	4
Svenska (SV) Swedish	4
Ελληνικά (EL) Greek	5
Português (PT) Portuguese	5
Česky (CS) Czech	6
Magyar (HU) Hungarian	6
Polski (PL) Polish	7
Slovensky (SK) Slovak	7
Norsk (NO) Norwegian	8
Suomi (FI) Finnish	8
Български (BG) Bulgarian	9
Română (RO) Romanian	9
Eesti (ET) Estonian	10
Lietuvių (LT) Lithuanian	10
Latviešu (LV) Latvian	11
Türkçe (TR) Turkish	11
Русский (RU) Russian	12
Srpski (RS) Serbian	12

English (EN)

AORTIC PERFUSION CANNULA

Instructions for Use

CAUTION: Federal law (U.S.A.) restricts this device to sale by, or on the order of, a physician.

DESCRIPTION

Edwards Lifesciences aortic perfusion cannulae terminate in a connector acceptance of 3/8" (9.5 mm) or 1/4" (6.3 mm). The catalog identifies models that are supplied with a 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm) connector, or vent plug. Cannulae are available in wire-reinforced and non-reinforced product codes with a wide variety of tip styles, including the EZ Glide tip.

Each Edwards Lifesciences device is packaged sterile and non-pyrogenic in a sealed, peel-type pouch.

INDICATIONS FOR USE

Aortic perfusion cannulae are intended for perfusion of the aorta during short-term (≤6 hours) cardiopulmonary bypass procedures.

Aortic perfusion cannulae may be used in pediatric or adult populations based on the flow rate requirements and individual patient anatomy. Please consult labeling to determine pressure drop related to flow rates.

CONTRAINDICATIONS FOR USE

This device is not intended for use other than as indicated and should not be used when any physical impairment would contraindicate its use.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

Supplied sterile and non-pyrogenic in undamaged package. Do not use if device shows signs of damage (i.e., cuts, kinks, crushed areas, leakage), or if package is damaged or open as this may indicate compromised sterility and/or product damage.

FOR SINGLE USE ONLY. This device is designed, intended, and distributed for SINGLE USE ONLY. DO NOT RE-STERILIZE OR REUSE THIS DEVICE. There are no data to support the sterility, non-pyrogenicity, and functionality of the device after reprocessing. Such action could lead to illness or an adverse event, as the device may not function as originally intended.

Products are known to contain phthalates, which may be found in device materials containing plasticizers such as DEHP and BBP. High exposure to such phthalates during medical treatments in children and pregnant or nursing women may raise a concern. A review of available data and literature supports the conclusion that the benefits outweigh the overall residual risk.

This device is intended for short-term use only (≤6 hours). There are no data to support the function and performance of the device beyond six hours of use.

DO NOT PRECOOL the EZ Glide cannula in an ice bath prior to use.

Precooling can cause the tip to become brittle and prone to damage.

Orient curved tip of the cannula to direct flow away from the aortic valve. Improper orientation may lead to patient harm or excessive line

pressures. Cannula with a curved tip will have a printed orientation line on the cannula body; do not use if line is missing or illegible.

Ensure that the vessel used is of adequate size to allow sufficient perfusion distal to the cannula after insertion.

When using small diameter cannulae, do not exceed the maximum pressure limit while increasing flow. A rapid pressure rise may result.

Keep the vent plug dry prior to use. The porous vent plug is designed to vent air when dry and may not function as intended if wet.

Line pressure exceeding acceptable clinical limits may result from incorrect cannula tip position and/or restricted tip patency. Confirm proper placement to minimize risk of injury.

Wire-reinforced cannulae should be clamped in the non-reinforced section located at the connector end since clamping of the reinforced section may produce permanent cannula deformation, thereby impeding flow through the cannula and risking puncture or tearing of the cannula.

Ensure proper levels of anticoagulant therapy are maintained prior to insertion of the cannula and throughout cardiopulmonary bypass, to reduce the risk of complications due to thrombus formation on or within the cannula, and in the blood stream.

If increased resistance is felt at any time upon insertion or removal of the cannula, stop and investigate the cause before continuing. Inability to easily advance or remove these devices may indicate vascular disease or injury. Closely examine the device position within the vessel using fluoroscopy and/or ultrasound imaging prior to proceeding.

Avoid over-insertion of the cannula to reduce risk of cannula impingement against the vessel walls which may lead to excessive line pressures and vessel damage.

Securely tie-band the connector to cannula junction prior to initiating bypass to protect against tubing slippage.

Monitor vessel patency and hemostasis after removal of cannula to avoid possible injury and/or blood loss.

Prior to initiating cardiopulmonary bypass, completely expel air from the system. Failure to eliminate air from the system could result in an air embolus.

Proper surgical procedures and techniques are the responsibility of the medical professional. Described procedures are provided for informational purposes only. Each physician must determine the appropriate use of this device for each patient based on medical training, experience, the type of procedure employed, and the benefits and risks associated with device use.

Dispose of used product in accordance with established hospital protocols for biohazards to minimize risk of exposure.

DIRECTIONS FOR USE

Note: If suture ring assembly is required prior to aortic cannulation, remove suture ring from pouch and slide over cannula tip to desired location.

WARNING: When using small diameter cannulae, do not exceed the maximum pressure limit while increasing flow. A rapid pressure rise may result.

- Using standard surgical technique, place cannula so that proper perfusion can take place.
- For cannulae marked with an orientation line, tip direction is indicated by referencing the orientation mark on the cannula body in relationship to the direction of flow as it exits the cannula tip. Orient the curved tip so the flow is directed superiorly, away from the aortic valve.
- If supplied, the white porous vent plug is designed to fit securely into the back of the lumen of aortic perfusion cannulae without a pre-attached connector. For cannulae with a pre-attached connector, the red vent cap is designed to fit securely around the connector barb. Use the appropriate porous vent plug or vent cap to ensure proper function.
- Products that state "quick venting cap" on the label (EZQ) contain a vent cap designed to allow venting while wet. This cap may leak blood while venting.
- Secure cannula. Connect to circuit tubing and securely tie-band all line connections.
- Upon completion of procedure, remove cannula and repair aortotomy. Graphs of Pressure-Flow relationships are provided at the end of these instructions. Users and/or patients should report any serious incidents to the manufacturer and the Competent Authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Edwards, Edwards Lifesciences, the stylized E logo, and EZ Glide are trademarks of Edwards Lifesciences Corporation. All other trademarks are the property of their respective owners.

Made in Mexico

Français (FR) French

CANULE DE PERFUSION AORTIQUE

Mode d'emploi

DESCRIPTION

L'extrémité des canules de perfusion aortique Edwards Lifesciences accepte des raccords de 9,5 mm (3/8 po) ou 6,3 mm (1/4 po). Le catalogue indique les modèles fournis avec un bouchon de ventilation ou un raccord de 9,5 mm (3/8 po) ou 6,3 mm (1/4 po). Les canules sont disponibles en codes produit avec ou sans renfort, avec une large variété d'embouts, notamment EZ Glide.

Chaque dispositif Edwards Lifesciences est conditionné de manière stérile et approgène dans une pochette hermétique pelable.

INDICATIONS

Les canules de perfusion aortique sont indiquées pour la perfusion de l'aorte au cours d'interventions rapides (d'une durée inférieure ou égale à 6 heures) de circulation extracorporelle.

Les canules de perfusion aortique peuvent être utilisées sur les patients pédiatriques ou adultes en fonction des exigences de débit et de l'anatomie du patient. Se reporter à l'étiquette afin de déterminer le rapport baisse de pression-débit.

CONTRE-INDICATIONS

Ce dispositif n'est pas destiné à une utilisation autre que celle indiquée et ne doit pas être utilisé lorsqu'un problème physique quelconque le contre-indique.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

Conditionné de manière stérile et approgène si l'emballage est intact. Ne pas utiliser en présence de détériorations du dispositif (coupures, torsions, écrasement, fuite) ou si l'emballage est ouvert ou endommagé, car cela peut signifier que le produit n'est plus stérile et/ou qu'il est défectueux.

NE PAS RÉUTILISER. Ce dispositif est conçu, prévu et distribué EXCLUSIVEMENT POUR UN USAGE UNIQUE. NE PAS RESTÉRILISER NI RÉUTILISER CE DISPOSITIF. Il n'existe aucune donnée corroborant le caractère stérile, l'approgénicité et la fonctionnalité du dispositif après retraitement. Une telle procédure pourrait provoquer une maladie ou un événement indésirable, sachant que le fonctionnement du dispositif risque d'être altéré.

Ces produits sont connus pour contenir des phtalates qui peuvent se trouver dans les matériaux du dispositif contenant des plastifiants tels que le DEHP et le BBP. Une exposition importante à ces phtalates chez les enfants et les femmes enceintes ou allaitant lors de traitements médicaux peut poser un problème. Les données et les références médicales disponibles suggèrent que les avantages dépassent les risques encourus.

Ce dispositif est conçu pour un usage à court terme uniquement (≤ 6 heures). Il n'existe aucune donnée garantissant le fonctionnement et les performances de ce dispositif après six heures d'utilisation.

NE PAS REFROIDIR AU PRÉALABLE la canule EZ Glide dans un bain de glace avant son utilisation. Une prérefrigération peut fragiliser son embout et la rendre plus vulnérable aux dommages.

Orienter l'embout incurvé de la canule de manière à ce que l'écoulement ne se fasse pas à proximité de la valve aortique. Une mauvaise orientation peut blesser le patient ou entraîner des pressions trop fortes sur la ligne. Une ligne d'orientation est imprimée sur le corps des canules dont l'embout est incurvé ; ne pas utiliser la canule si cette ligne n'apparaît pas ou est estompée.

S'assurer que le vaisseau utilisé est de taille adéquate pour permettre une perfusion suffisante en aval de la canule après insertion.

Lors de l'utilisation de canules de petit diamètre, ne pas dépasser la limite de pression maximale en augmentant le débit. Une augmentation rapide de la pression pourrait se produire.

Veiller à ce que le bouchon de ventilation soit sec avant toute utilisation. Le bouchon de ventilation poreux est conçu pour évacuer l'air quand il est sec et peut ne pas fonctionner comme prévu s'il est humide.

Si la pression de la ligne de perfusion dépasse les limites cliniques acceptables, vérifier le positionnement de l'extrémité de la canule et/ou sa perméabilité. Vérifier que le positionnement est correct pour réduire le risque de blessure.

La canule renforcée par un fil métallique doit être clampée au niveau de la portion non renforcée de l'extrémité du raccord ; le clampage d'une portion renforcée pourrait risquer de percer ou d'endommager la canule, ou de déformer celle-ci de manière permanente et affecter ainsi le débit. Veiller à ce que des doses d'anticoagulant adéquates soient administrées avant l'insertion de la canule et tout au long de la circulation extracorporelle afin de réduire le risque de complications dues à la formation d'un thrombus dans la circulation sanguine et sur ou dans la canule.

En cas d'augmentation de la résistance à tout moment lors de l'insertion ou du retrait de la canule, arrêter et rechercher la cause avant de continuer. L'impossibilité de faire progresser ou de retirer facilement ces dispositifs peut indiquer une affection ou une lésion vasculaire. Examiner attentivement la position du dispositif à l'intérieur du vaisseau par fluoroscopie et/ou par échographie avant de continuer.

Éviter d'insérer la canule trop loin pour réduire le risque qu'elle bute contre les parois vasculaires, ce qui pourrait entraîner des pressions excessives sur la ligne et provoquer des lésions vasculaires.

Fixer solidement le raccord à la canule avant de commencer la circulation extracorporelle pour éviter que la tubulure ne glisse.

Surveiller la perméabilité du vaisseau ainsi que l'hémostase après le retrait de la canule pour éviter une éventuelle blessure et/ou perte de sang.

Avant d'entreprendre la circulation extracorporelle, purger entièrement l'air du système. La présence d'air pourrait provoquer une embolie gazeuse.

Il incombe au personnel médical d'utiliser les procédures et les techniques chirurgicales appropriées. Les procédures décrites sont uniquement fournies à titre indicatif. Chaque médecin doit déterminer, pour chaque patient, l'utilisation appropriée de ce dispositif en fonction de sa formation médicale, de son expérience et du type d'intervention réalisée, ainsi que des avantages et risques associés à l'utilisation de ce dispositif.

Jeter le produit usagé conformément aux protocoles établis de l'hôpital concernant les déchets biologiques dangereux pour réduire le risque d'exposition.

CONSIGNES D'UTILISATION

Remarque : Si un anneau de suture est nécessaire avant la pose de la canule aortique, retirer l'anneau de suture de son emballage et le faire glisser sur l'extrémité de la canule jusqu'à l'emplacement souhaité.

Za pravilne hirurške postupke i tehnike odgovorni su medicinski stručnjaci. Opisani postupci su dati samo u svrhu informisanja. Svaki lekar mora da odredi odgovarajuću upotrebu ovog medicinskog sredstva za svakog pacijenta na osnovu medicinske obuke, iskustva, vrste primenjenog postupka, kao i na osnovu koristi i rizika povezanih sa upotrebom ovog medicinskog sredstva.

Upotrebljeni proizvod odložite u otpad u skladu sa ustanovljenim bolničkim protokolima za biološki otpad radi smanjenja rizika od izlaganja.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Napomena: Ako je potreban sklop prstena šava pre uvođenja kanile u aortu, izvadite prsten šava iz kesice i prebacite ga preko vrha kanile na željenu lokaciju.

UPOZORENJE: Prilikom upotrebe kanile malog prečnika, tokom povećanja protoka ne prekoračujte ograničenje maksimalnog pritiska. Može doći do naglog povećanja pritiska.

1. Pomoću uobičajene hirurške tehnike, postavite kanilu tako da je moguće obaviti pravilnu perfuziju.
2. Za kanile koje su označene linijom za usmeravanje, smer vrha je naznačen tako što će se pogledati orijentaciona oznaka na telu kanile u odnosu na smer protoka dok izlazi iz vrha kanile. Usmerite zakrivljeni vrh tako da protok bude usmeren nagore, na drugu stranu od aortnog zaliska.
3. Ako je isporučen beli porozni čep za ventilaciju, on je projektovan tako da se čvrsto postavi u zadnji deo lumena aortne perfuzione kanile bez prethodno pričvršćenog konektora. Za kanile sa prethodno spojenim konektorom, crveni ventilacioni čep je projektovan tako da se bezbedno čvrsto postavi oko zarezane konektora. Upotrebite odgovarajući porozni ventilacioni čep ili ventilacioni poklopac da biste obezbedili pravilno funkcionisanje.
4. Proizvodi kojima na oznaci (EZQ) piše „poklopac za brzu ventilaciju“ sadrže poklopac za ventilaciju koji je projektovan tako da omogući ventilaciju dok je vlažan. Ovaj poklopac može da propušta krv tokom ventilacije.
5. Pričvrstite kanilu. Spojite je za cevi cirkulacije i čvrsto povežite sve konekcije linije.
6. Nakon obavljanja postupka, izvadite kanilu i popravite aortotomiju. Na kraju ovih uputstava dati su grafikoni o odnosima pritiska i protoka.

Korisnici i/ili pacijenti moraju da prijave sve ozbiljne incidente proizvođaču i nadležnom telu države članice u kojoj se korisnik i/ili pacijent nalaze.

Edwards, Edwards Lifesciences, stilizovani logotip E i EZ Glide su robne marke kompanije Edwards Lifesciences Corporation. Sve ostale robne marke su vlasništvo njihovih odgovarajućih vlasnika.

Proizvedeno u Meksiku




CHART LEGEND • LÉGENDE DU GRAPHIQUE • ZEICHENERKLÄRUNG • SIGNIFICADO DEL CUADRO • LEGENDA DEL GRAFICO • LEGENDA TABEL • DIAGRAMFORKLARING • DIAGRAMFÖRKLARING • ΥΠΟΜΗΜΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ • LEGENDA DA TABELA • LEGENDA GRAFU • ÁBRA SZÖVEGE • LEGENDA WYKRESU • VYSVETLIVKY K TABULKE • SYMBOLFORKLARING • KAAVION SELITYKSET • ЛЕГЕНДА НА ДИАГРАМАТА • LEGENDA GRAFIC • TABELDUSE SELGITUS • DIAGRAMOS PAAIŠKINIMAS • DIAGRAMMAS SKAIDROJUMS • GRAFIK AÇIKLAMALARI • УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДИАГРАММЫ • LEGENDA GRAFIKONA

EN	EZ Glide Aortic Cannula Pressure Drop vs. Flow Rate	Pressure Drop (mmHg)	Flow Rate (L/min), H ₂ O at Room Temperature
FR	Canule aortique EZ Glide Rapport baisse de pression-débit	Baisse de pression (mmHg)	Débit (L/min), H ₂ O à température ambiante
DE	EZ Glide Aortenkanüle Druckabfall im Vergleich zur Flussrate	Druckabfall (mmHg)	Flussrate (l/min), H ₂ O bei Zimmertemperatur
ES	Cánula aórtica EZ Glide Caída de presión en comparación con flujo	Caída de presión (mmHg)	Flujo (l/min), H ₂ O a temperatura ambiente
IT	Cannula aortica EZ Glide Riduzione della pressione in funzione della portata	Riduzione della pressione (mmHg)	Portata (L/min), H ₂ O a temperatura ambiente
NL	EZ Glide aortische canule Drukafname vs. stroomsnelheid	Drukafname (mmHg)	Stroomsnelheid (l/min), H ₂ O bij kamertemperatuur
DA	EZ Glide aortakanyle Trykfald vs. flowhastighed	Trykfald (mmHg)	Flowhastighed (L/min), H ₂ O ved stuetemperatur
SV	EZ Glide kanyl, aorta Tryckfall gentemot flödes hastighet	Tryckfall (mmHg)	Flödes hastighet (L/min), H ₂ O vid rumtemperatur
EL	Αορτική κάνουλα EZ Glide Πτώση πίεσης προς ρυθμό ροής	Πτώση πίεσης (mmHg)	Ρυθμός ροής (l/λεπτό), H ₂ O σε θερμοκρασία δωματίου
PT	Cánula Aórtica EZ Glide Queda de pressão vs. Taxa de fluxo	Queda de pressão (mmHg)	Taxa de fluxo (L/min), H ₂ O à temperatura ambiente
CS	Aortální kanyla EZ Glide Pokles tlaku vs. průtok	Pokles tlaku (mmHg)	Průtok (l/min), H ₂ O při pokojové teplotě
HU	EZ Glide aortakanül Nyomásesés az áramlási sebesség függvényében	Nyomásesés (Hgmm)	Áramlási sebesség (l/perc), H ₂ O szobahőmérsékleten
PL	Kaniula aortalna z końcówką EZ Glide — spadek ciśnienia a szybkość przepływu	Spadek ciśnienia (mmHg)	Szybkość przepływu (l/min), H ₂ O w temperaturze pokojowej
SK	Aortálna kanyla EZ Glide Pokles tlaku vs. prietok	Pokles tlaku (mmHg)	Prietok (l/min), H ₂ O pri izbovej teplote
NO	EZ Glide aortisk canyle Trykkfall vs. strømningshastighet	Trykkfall (mmHg)	Strømningshastighet (l/min), H ₂ O ved romtemperatur
FI	EZ Glide -aorttakanyyli Paineen lasku suhteessa virtausnopeuteen	Paineen lasku (mmHg)	Virtausnopeus (l/min), H ₂ O huoneenlämpötilassa
BG	Αορτiνα κανουλα EZ Glide Спад на налягането спрямо скорост на потока	Спад на налягането (mmHg)	Скорост на потока (L/min), H ₂ O при стайна температура
RO	Canulă aortică EZ Glide Scădere de presiune vs. debit	Scădere de presiune (mmHg)	Debit (l/min), H ₂ O la temperatura camerei
ET	EZ Glide aordikanüül Rõhulangus vs voolukiirus	Rõhulangus (mmHg)	Voolukiirus (l/min), H ₂ O toatemperatuuril
LT	„EZ Glide“ aortinė kanulė Spaudimo kritimas, palyginti su srauto greičiu	Spaudimo kritimas (mmHg)	Srauto greitis (l/min), H ₂ O esant kambario temperūrai
LV	EZ Glide aortas kanīle Spiediena kritums pret plūsmas ātrumu	Spiediena kritums (mmHg)	Plūsmas ātrums (l/min.), H ₂ O istabas temperatūrā
TR	EZ Glide Aort Kanülü Basınç Düşüşü ile Akış Hızı Karşılaştırması	Basınç Düşüşü (mmHg)	Akış Hızı (L/dk), H ₂ O, Oda Sıcaklığında
RU	Αορτальная канюла EZ Glide Падение давления и скорость потока	Падение давления (мм рт. ст.)	Скорость потока (л/мин), H ₂ O при комнатной температуре
RS	EZ Glide aortna kanila Pad pritiska prema brzini protoka	Pad pritiska (mmHg)	Brzina protoka (l/min), H ₂ O na sobnoj temperaturi

This page intentionally left blank.
Cette page est intentionnellement blanche.
Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen.
Pàgina en blanco.
Questa pagina è stata lasciata intenzionalmente in bianco.
Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.
Denne side skal være tom.
Denna sida har avsiktligt lämnats tom.
Η σελίδα αυτή αφέρθηκε σκοπίμως κενή.
Esta página foi intencionalmente deixada em branco.
Tato strana je záměrně ponechána prázdná.
Ez az oldal szándékosan maradt üresen.
Niniejsza strona pozostaje pusta.
Táto stránka je zámerne ponechaná prázdná.
Denne siden er forlatt tom med hensikt.
Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi.
Тази страница е умишлено оставена празна.
Această pagină a fost lăsată albă în mod intenționat.
See leht on tahtlikult tühjaks jäetud.
Šis puslapis tikslingai paliktas tuščias.
Ši lappuse atstāta tukša ar nolūku.
Bu sayfa özelliikle boş bırakılmıştır.
Эта страница оставлена пустой намеренно.
Ova stranica je namerno ostavljena prazna.

This page intentionally left blank.
Cette page est intentionnellement blanche.
Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen.
Pàgina en blanco.
Questa pagina è stata lasciata intenzionalmente in bianco.
Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.
Denne side skal være tom.
Denna sida har avsiktligt lämnats tom.
Η σελίδα αυτή αφέθηκε σκοπίμως κενή.
Esta página foi intencionalmente deixada em branco.
Tato strana je záměrně ponechána prázdná.
Ez az oldal szándékosan maradt üresen.
Niniejsza strona pozostaje pusta.
Táto stránka je zámerne ponechaná prázdná.
Denne siden er forlatt tom med hensikt.
Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi.
Тази страница е умишлено оставена празна.
Această pagină a fost lăsată albă în mod intenționat.
See leht on tahtlikult tühjaks jäetud.
Šis puslapis tikslingai paliktas tuščias.
Ši lappuse atstāta tukša ar nolūku.
Bu sayfa özelliikle boş bırakılmıştır.
Эта страница оставлена пустой намеренно.
Ova stranica je namerno ostavljena prazna.

This page intentionally left blank.
Cette page est intentionnellement blanche.
Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen.
Pàgina en blanco.
Questa pagina è stata lasciata intenzionalmente in bianco.
Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.
Denne side skal være tom.
Denna sida har avsiktligt lämnats tom.
Η σελίδα αυτή αφέρθηκε σκοπίμως κενή.
Esta página foi intencionalmente deixada em branco.
Tato strana je záměrně ponechána prázdná.
Ez az oldal szándékosan maradt üresen.
Niniejsza strona pozostaje pusta.
Táto stránka je zámerne ponechaná prázdná.
Denne siden er forlatt tom med hensikt.
Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi.
Тази страница е умишлено оставена празна.
Această pagină a fost lăsată albă în mod intenționat.
See leht on tahtlikult tühjaks jäetud.
Šis puslapis tikslingai paliktas tuščias.
Ši lappuse atstāta tukša ar nolūku.
Bu sayfa özelliikle boş bırakılmıştır.
Эта страница оставлена пустой намеренно.
Ova stranica je namerno ostavljena prazna.

SYMBOL LEGEND

								
EN	Single use	Sterilized Using Ethylene Oxide	Non-pyrogenic	Do not use if package is damaged	Lot Number	Use By	Authorized Representative in the European Community	Date of Manufacture
FR	À usage unique	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène	Non pyrogénique	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé	Numéro de lot	À utiliser avant	Représentant autorisé dans la Communauté européenne	Date de fabrication
DE	Einmalgebrauch	Mit Ethylenoxid sterilisiert	Nicht-pyrogen	Wenn die Verpackung beschädigt ist, darf das Produkt nicht verwendet werden.	Chargennummer	Verwendbar bis	Autorisierter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft	Herstellungsdatum
ES	De un solo uso	Esterilizado mediante óxido de etileno	No pirogénico	No lo utilice si el envase está dañado	Número de lote	Fecha de caducidad	Representante autorizado en la Comunidad Europea	Fecha de fabricación
IT	Monouso	Sterilizzato con ossido di etilene	Apirogeno	Non usare se la confezione è danneggiata	Numero di lotto	Data di scadenza	Rappresentante autorizzato nella Comunità europea	Data di produzione
NL	Voor eenmalig gebruik	Gesteriliseerd met behulp van ethenoxide	Niet-pyrogeen	Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd.	Lotnummer	Uiterste gebruiksdatum	Geautoriseerd vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap	fabricagedatum
DA	Engangsbrug	Steriliseret ved hjælp af ethylenoxid	Ikke-pyrogen	Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget	Lotnummer	Anvendes inden	Autoriseret repræsentant i Den Europæiske Union	Fremstillingsdato
SV	För engångsbruk	Steriliserad med etenoxid	Icke-pyrogen	Använd ej om förpackningen är skadad	Partinummer	Utgångsdatum	Auktoriserad representant inom Europeiska gemenskapen	Tillverkningsdatum
EL	Μίας χρήσης	Αποστειρωμένο με τη χρήση οξειδίου του αιθυλενίου	Μη πυρετογόνο	Μη χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά	Αριθμός παρτίδας	Ημερομηνία λήξης	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα	Ημερομηνία κατασκευής
PT	Uso único	Esterilizado com óxido de etileno	Não-pirogénico	Não utilizar se a embalagem estiver danificada	Número do lote	Utilizar até	Representante autorizado na Comunidade Europeia	Data de fabrico
CS	K jednorázovému použití	Sterilizováno etylenoxidem	Nepyrogní	Nepoužívejte, pokud je obal poškozený.	Číslo šarže	Použit do	Autorizovaný zástupce v Evropském společenství	Datum výroby
HU	Egyszer használatos	Etilén-oxiddal sterilizálva	Nem pirogén	Ne használja, ha a csomagolás sérült	Tételszám	Felhasználható	Hivatalos képviselő az Európai Közösségekben	Gyártás ideje
PL	Do jednorazowego użytku	Wyjałowiono przy użyciu tlenku etylenu	Niepirogeny	Nie stosować, jeżeli opakowanie jest uszkodzone.	Numer partii	Zużyć do	Autoryzowany przedstawiciel w Unii Europejskiej	Data produkcji
SK	Na jednorazové použitie	Sterilizované pomocou etylénoxidu	Nepyrognéne	Nepoužívajte, ak je obal poškodený	Číslo šarže	Použite do	Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve	Dátum výroby
NO	Engangsbruk	Sterilisert med etylenoksid	Ikke-pyrogen	Må ikke brukes hvis pakningen er skadet	Partinummer	Brukes innen	Autorisert representant i Det europeiske fellesskap	Produksjonsdato
FI	Kertäkäyttöinen	Steriloitu etyleenioksidilla	Pyrogeeniton	Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut.	Eränumero	Viimeinen käyttöpäivä	Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä	Valmistuspäivämäärä
BG	За еднократна употреба	Стерилизирано с етиленов оксид	Непирогенно	Да не се използва, ако опаковката е повредена.	Партиден номер	Годно до	Упълномощен представител в Европейската общност	Дата на производство
RO	De unică folosință	Sterilizat cu oxid de etilenă	Non pirogen	A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat	Număr lot	A se utiliza până la data de	Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană	Data fabricației
ET	Ühekordselt kasutatav	Steriliseeritud etüleenoksiidi kasutades	Mittepyrogeenne	Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud	Partii number	Kõlblik kuni	Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses	tootmiskuupäev
LT	Vienkartinio naudojimo	Sterilizuota etileno oksidu	Nepirogeniškas	Nenaudoti, jei pakuočių yra pažeista	Partijos numeris	Tinkamumo naudoti laikas	Igaliojatis atstovas Europos Bendrijoje	Pagaminimo data
LV	Vienreizējai lietošanai	Sterilizēts ar etilēna oksīdu	Nepirogēns	Nelietot, ja iepakojums ir bojāts	Partijas numurs	Derīguma termiņš	Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā	Izgatavošanas datums
TR	Tek kullanımlık	Etilen Oksit Kullanılarak Sterilize Edilmiştir	Nonpirogeniktir	Ambalaj zarar görmüşse kullanmayın	Lot Numarası	Son Kullanım Tarihi	Avrupa Birliği Yetkili Temsilcisi	Üretim Tarihi
RU	Для одноразового использования	Стерилизовано этиленоксидом	Непирогенно	Не использовать, если упаковка повреждена	Номер партии	Использовать до	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе	Дата производства
RS	Jednokratna upotreba	Sterilisano pomoću etilen-oksida	Nepirogeno	Nemojte koristiti ako je pakovanje oštećeno	Broj lota	Rok upotrebe	Ovlašćeni predstavnik u Evropskoj zajednici	Datum proizvodnje

							Rx only
EN	Consult instructions for use	Caution	Manufacturer	Quantity	Contains phthalates	Catalogue Number	Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.
FR	Consulter le mode d'emploi	Avertissement	Fabricant	Quantité	Contient des phtalates	Référence catalogue	Avertissement : les lois fédérales des États-Unis limitent la vente de ce dispositif à un médecin ou sur prescription d'un médecin.
DE	Gebrauchsanweisung lesen	Vorsicht	Hersteller	Stückzahl	Enthält Phthalate	Katalognummer	Vorsicht: US-Bundesgesetzen zufolge darf dieser Artikel ausschließlich durch einen Arzt oder auf Bestellung eines Arztes verkauft werden.
ES	Consulte las instrucciones de uso	Aviso	Fabricante	Cantidad	Contiene ftalatos	Número de catálogo	Aviso: La ley federal de los Estados Unidos restringe la venta de este dispositivo y la limita exclusivamente a médicos o por prescripción facultativa.
IT	Consultare le istruzioni per l'uso	Attenzione	Produttore	Quantità	Contiene ftalati	Numero di catalogo	Attenzione: le leggi federali degli Stati Uniti d'America limitano la vendita del presente dispositivo ai medici o dietro prescrizione medica.
NL	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.	Let op	Fabrikant	Hoeveelheid	Bevat ftalaten	Catalogusnummer	Let op: de federale wet (VS) beperkt de verkoop van dit apparaat tot verkoop door of op voorschrift van een arts.
DA	Se brugervejledningene	Forsigtig	Fremstiller	Antal	Indeholder ftalater	Katalognummer	Forsigtig! Ifølge amerikansk lovgivning må denne anordning kun sælges af en læge eller efter ordination af en læge.
SV	Se bruksanvisningen	Var försiktig	Tillverkare	Antal	Innehåller ftalater	Katalognummer	Var försiktig! Enligt amerikansk federal lagstiftning får denna enhet endast säljas av eller på order av läkare.
EL	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης	Προσοχή	Κατασκευαστής	Ποσότητα	Περιέχει φθάλιες ενώσεις	Αριθμός καταλόγου	Προσοχή: Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των Η.Π.Α. επιτρέπει την πώληση της συσκευής αυτής μόνον από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού.
PT	Consultar as instruções de utilização	Aviso	Fabricante	Quantidade	Contém ftalatos	Número de catálogo	Aviso: a lei federal (dos EUA) limita a venda deste dispositivo aos médicos ou por ordem dos mesmos.
CS	Viz návod k použití.	Výstraha	Výrobce	Množství	Obsahuje ftaláty.	Katalogové číslo	Výstraha: Federální zákony (USA) omezují prodej tohoto prostředku na lékaře nebo na základě objednávky lékaře.
HU	Olvassa el a használati utasítást.	Vigyázat!	Gyártó	Mennyiség	Ftalátokat tartalmaz	Katalógusszám	Vigyázat! Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi törvényei értelmében az eszköz kizárólag orvos által vagy orvosi utasításra értékesíthető.
PL	Zapoznać się z instrukcją użycia	Przeostoga	Producent	Ilość	Zawiera ftalany	Numer katalogowy	Przeostoga: prawo federalne (Stanów Zjednoczonych) dopuszcza sprzedaż tego wyrobu wyłącznie przez lekarza lub z przepisu lekarza.
SK	Prečítajte si návod na použitie.	Upozornenie	Výrobca	Množstvo	Obsahuje ftaláty.	Katalógové číslo	Upozornenie: Federálne zákony (USA) obmedzujú predaj tejto pomôcky iba na pokyn alebo objednávku lekára.
NO	Se bruksanvisningen	Forsiktig	Produsent	Antall	Inneholder ftalater	Katalognummer	Forsiktig! I henhold til amerikansk lovgivning kan denne enheten kun selges av, eller etter forordning fra, lege.
FI	Katso käyttöohjeet	Huomio	Valmistaja	Määrä	Sisältää ftalaatteja	Tuotenumero	Huomio: Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tämän laitteen saa myydä vain lääkäri tai lääkäriin määrääksestä.
BG	Направете справка в инструкциите за употреба.	Внимание	Производител	Количество	Съдържа ftалати	Каталожен номер	Внимание: Федералното законодателство на САЩ налага ограничението това устройство да се продава само от лекар или по нареждане на лекар.
RO	Consultați instrucțiunile de utilizare	Atenție	Producător	Cantitate	Conține ftalați	Număr de catalog	Atenție: legea federală (S.U.A.) restricționează vânzarea acestui dispozitiv numai de către sau la prescripția unui medic.
ET	Vaadake kasutusjuhendit	Ettevaatust!	Tootja	Kogus	Sisaldab ftalaate	Kataloogi number	Ettevaatust! (USA) föderalseaduste piirangute järgi tohib seda seadet osta või tellida ainult arst.
LT	Vadovautis naudojimo instrukcija	Perspėjimas	Gamintojas	Kiekis	Sudėtyje yra ftalatų	Katalogo numeris	Perspėjimas: pagal federalinius (JAV) įstatymus šį prietaisą galima parduoti tik gydytojui nurodžius arba užsakius.
LV	Skatīt lietošanas instrukciju	Uzmanību	Ražotājs	Daudzums	Satur ftalātus	Kataloga numurs	Uzmanību! Saskaņā ar ASV federālajiem tiesību aktiem šo ierīci drīkst pārdot tikai ārstam vai tikai pēc ārsta pasūtījuma.
TR	Kullanım talimatlarına başvurun	Dikkat	Üretici	Miktar	Ftalatlar içerir	Katalog Numarası	Dikkat: Federal (ABD) yasaları, bu cihazın satışını ancak bir doktor tarafından ya da doktor siparişiyle yapılacak şekilde sınırlamaktadır.
RU	См. инструкции по использованию	Предостережение	Производитель	Количество	Содержит ftалаты	Номер по каталогу	Предостережение. В соответствии с федеральным законодательством США продажа этого устройства разрешена только врачам или по их заказу.
RS	Pogledajte uputstva za upotrebu	Oppez	Proizvođač	Količina	Sadrži ftalate	Kataloški broj	Oppez: Savezni zakon (SAD) ograničava prodaju ovog uređaja od strane ili prema nalogu lekara.

Note: Not all symbols may be included in the labeling of this product. • **Remarque:** il est possible que certains symboles n'apparaissent pas sur les étiquettes de ce produit. • **Hinweis:** Unter Umständen sind nicht alle Zeichen auf dem Produktetikett aufgeführt. • **Nota:** Es posible que no todos los símbolos aparezcan en el etiquetado de este producto. • **Nota:** alcuni simboli potrebbero non essere stati inseriti sull'etichetta del prodotto. • **Opmerking:** Het label van dit product bevat misschien niet alle symbolen. • **Bemærk:** Alle symbolerne er muligvis ikke inkluderet på produktmærkatene. • **Obs:** Alla symboler kanske inte används för märkning av denna produkt. • **Σημείωση:** Ενδέχεται να μην συμπεριλαμβάνονται όλα τα σύμβολα στη σήμανση αυτού του προϊόντος. • **Nota:** Poderão não estar incluídos todos os símbolos na rotulagem deste produto. • **Poznámka:** Štítky tohoto výrobku nemusí obsahovat všechny symboly. • **Megjegyzés:** Elképzelhető, hogy a termék címkéjén nem szerepel az összes szimbólum. • **Uwaga:** Na etykietce niniejszego produktu mogą nie znajdować się wszystkie symbole. • **Poznámka:** Je možné, že na štítku pre tento produkt nie sú uvedené všetky symboly. • **Merik:** Alle symboler er kanskje ikke inkludert på produktmerkingen. • **Huomautus:** Kaikkia symboleja ei välttämättä ole käytetty tämän tuotteen pakkausmerkinnöissä. • **Забелѝжка:** Възможно е не всички символи да са включени в етикетата на този продукт. • **Notă:** Este posibil ca nu toate simbolurile sa fie incluse pe eticheta acestui produs. • **Märkus:** Kõik sümbrid ei pruugi antud toote etiketil esineda. • **Pastaba:** šio gaminio etiketėje gali būti pateikti ne visi simbolai. • **Piezīme:** šī izstrādājuma marķējumā var nebūt iekļauti visi simboli. • **Not:** Bu ürünün etiketinde tüm semboller yer almamış olabilir. • **ПРИМЕЧАНИЕ:** На этикетке изделия могут быть указаны не все символы. • **Napomena:** U označavanju ovog proizvoda ne moraju biti uključeni svi simboli.



Manufacturer 
Edwards Lifesciences LLC
One Edwards Way
Irvine, CA 92614 USA



Edwards Lifesciences Services GmbH
Edisonstr. 6
85716 Unterschleissheim
Germany

02/19
10020189002 A
© Copyright 2019, Edwards Lifesciences LLC
All rights reserved.

949-250-2500
800-424-3278

DATA MATRIX
BARCODE FPO 